標題

オランダ籍船の病室用の医療用酸素ボトルについて

ClassNK テクニカル インフォメーション

No. TEC-0600 発行日 2004 年 9 月 17 日

各位

IMDG/IGC/IBC で要求される MFAG ガイドに基づく容量 40 リットルの医療用酸素ボトル 1 本を居住 区外に備える代わりに、少容量のボトルを複数居住区内に備えることを船主/造船所が望む場合には、オランダ政府の IVW-DS(Inspecti Verkeer Waterstaat / Divisie Scheepvaart)の承認を得る必要があります。 船主/造船所の申込みにより IVW-DS は個船毎に承認します。

少容量の酸素ボトルを複数居住区内に設置する場合の同国政府の要求は、次のとおりです。

- 1. 個船毎に IVW-DS に承認を申請すること。
- 2. ボトルは移動しないように適当に固縛すること。
- 3. ボトルの数は最大4本とする。
- 4. 2 本以上のボトルを使用する場合は、追加の減圧弁、流量計/圧力計、吸入マスクおよびスパナを備えること。
- 5. 漏れをできるだけ防ぐために、ボトルは使用しない限りシールを外さないこと。
- 6. すべてのボトルは同一の色で同一の接続金具であること。
- 7. すべてのボトルの圧力は同一のこと。
- 8. ボトルが格納される場所は通風すること。
- 9. ボトルには「MEDICINALE ZUURSTOF」(医療用酸素)と明示すること。
- 10. 乗組員は酸素の危険性について教育されていること。
- 11. ボトルの保管場所の入口扉には酸素保管場所である旨明示すること。
- 12. 本件についても Rrisk assessment and evaluation plan*および Fire fighting procedure for certain scenario*に記載すること。

(注 *: オランダの法律で会社が準備することを要求されている書類の名称)

上記の要件は、すべてのオランダ籍船に適用されます。

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

財団法人 日本海事協会(ClassNK)

本部 管理センター 材料艤装部

住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7(郵便番号 102-8567)

Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp

NOTES:

- ClassNK テクニカル・インフォメーションは、あくまで最新情報の提供のみを目的として発行しています。
- ClassNK 及びその役員、職員、代理もしくは委託事業者のいずれも、掲載情報の正確性及びその情報の利用あるいは依存により 発生する、いかなる損失及び費用についても責任は負いかねます。
- バックナンバーは ClassNK インターネット・ホームページ(URL: www.classnk.or.jp)においてご覧いただけます。